

## HARICOT INOX, 16 X 8,5 X 3,5 CM

Ref. AI16124



07/04/2026 03:59:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## HARICOT INOX, 16 X 8,5 X 3,5 CM

Ref. [AI16124](#)



**Idéal pour ranger des instruments ou poser temporairement des déchets médicaux**

### Description

- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019468	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	17	Unité nue / Largeur (cm)	8.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	7	Unité nue / Hauteur (cm)	3.5
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	16
Unité emballée / Poids (kg)	0.077	Unité nue / Poids (kg)	0.077
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 07/04/2026 03:59:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.