

BOÎTE INOX, 30 X 12 X 6 CM

Ref. AI30126



07/04/2026 00:21:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INOX, 30 X 12 X 6 CM

Ref. [AI30126](#)



Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

Description

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Existe en différentes dimensions

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019598	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité nue / Largeur (cm)	12
Unité emballée / Hauteur (cm)	6	Unité nue / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	30	Unité nue / Longueur (cm)	30
Unité emballée / Poids (kg)	0.81	Unité nue / Poids (kg)	0.758
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 07/04/2026 00:21:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.