

**BOÎTE INOX, 35 X 18 X 8 CM- PERFORÉE  
DESSUS/DESSOUS**

Ref. AI35188P



06/04/2026 23:01:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BOÎTE INOX, 35 X 18 X 8 CM- PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Ref. [AI35188P](#)



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040067872	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	19	Unité nue / Largeur (cm)	18
Unité emballée / Hauteur (cm)	9	Unité nue / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	38	Unité nue / Longueur (cm)	36
Unité emballée / Poids (kg)	1.142	Unité nue / Poids (kg)	1.142

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---