

**CUPULE SANS BEC, INOX, FOND PLAT, DIA.
160 MM, 1,15 L**

Ref. AI99160



07/04/2026 02:42:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CUPULE SANS BEC, INOX, FOND PLAT, DIA 160 MM, 1,15 L

Ref. [AI99160](#)



Permet de stocker et transporter les instruments de chirurgie

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019895	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité nue / Largeur (cm)	16
Unité emballée / Hauteur (cm)	83	Unité nue / Hauteur (cm)	83.8
Unité emballée / Longueur (cm)	16	Unité nue / Longueur (cm)	16
Unité emballée / Poids (kg)	0.215	Unité nue / Poids (kg)	0.215

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 02:42:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.