

AIGUILLE POLITZER, À PARACENTÈSE, COUDÉE, 17 CM

Ref. [IA04501](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040006086	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	4.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	17
Unité emballée / Poids (kg)	0.017	Unité nue / Poids (kg)	0.017

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 01:46:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.