

**ALÈNE REDON ,DROITE, CHARRIÈRE 9,
DIAM. 3 MM**

Ref. IA08409



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040006406	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	18
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19
Unité emballée / Poids (kg)	0.015	Unité nue / Poids (kg)	0.015

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 00:38:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.