

AIGUILLE BOWMAN, COURBE

Ref. IA11000



Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

07/04/2026 01:12:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

AIGUILLE BOWMAN, COURBE

Ref. IA11000



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040006598	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité nue / Longueur (cm)	13.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.017	Unité nue / Poids (kg)	0.017
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

07/04/2026 01:12:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.