

HYSTÉROMÈTRE SIMS, MALLÉABLE, 33 CM

Ref. IB08601



CE



Description

Diamètre 3.8mm

07/04/2026 02:39:26 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

HYSTÉROMÈTRE SIMS, MALLÉABLE, 33 CM

Ref. IB08601



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040008387	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	33
Unité emballée / Poids (kg)	0.056	Unité nue / Poids (kg)	0.056
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 07/04/2026 02:39:26 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.