

BOÎTE À DÉNUDATION

Ref. IBOI070



Description

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040081557	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.5
Unité nue / Poids (kg)	0.5		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 07/04/2026 01:40:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.