

BOÎTE EXAMEN VAGINAL

Ref. IBOI103



06/04/2026 22:59:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE EXAMEN VAGINAL

Ref. IBO103



Description

- Boite de composition d'instruments de chirurgie générale

- Spécialité : Gynécologie

Cette boîte contient :

- Boîte inox, 30 x 12 x 6 cm
- Pince à Pansements, Longuette, droite, 24 cm -IS, Holtex
- Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm
- Sonde Vésicale, métal, femme, 15 cm
- Spéculum Vaginal Collin, 30 mm, long 105 mm
- Spéculum Vaginal Collin, 40 mm, long 110 mm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040081601	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	1.6
Unité nue / Poids (kg)	1.6		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 06/04/2026 22:59:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.