

## BOUGIES SIMPLES DE HÉGAR, BOÎTE DE 30

Ref. IBOI110



### Description

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040081670	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	3.72

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

06/04/2026 23:19:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.