

## BOÎTE À VITRECTOMIE

Ref. IBOI408



### Description

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040082714	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.51

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 02:43:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.