

BOÎTE À CATARACTE CONGÉNITALE

Ref. IBOI413



Description

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040082769	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.383
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 06/04/2026 23:32:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.