

BOÎTE CHIRURGIE DE BASE OCULAIRE

Ref. IBOI415



07/04/2026 00:00:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE CHIRURGIE DE BASE OCULAIRE

Ref. IBOI415



Description

Cette boîte contient :

- Blépharostat Pley, 7 cm
- Ciseaux Stevens, 10 cm, pointus, courbes, Holtex
- Ciseaux Strabisme, 11,5 cm, courbes
- Cliveleur Paufigue, 5 mm
- *Ciseaux De Wecker, à iris, 11 cm
- Ciseaux de Castroviejo, à comée, courbes, mousses, 10 cm
- Couteau à Cataracte Graefe 12cm/20mm
- Crochet Graefe à Iris, fin
- Manche Bistouri n°3 -IS
- Boite Inox, 25 x 12 x 6 cm -IS
- Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, S/G -IS, Holtex
- Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique
- Pince de Barraquer-Worst, 11 cm, à plateau
- *Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, S/G
- Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, droite, S/G
- *Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite
- *Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, courbe
- Releveur de Paupières Desmarres, 10 mm
- Spatule à Iris De Wecker
- Spatule d'Elschnig à Iris, 10 mm
- Canule de Barraquer, courbe, à olive, à Cyclodialise

BOÎTE CHIRURGIE DE BASE OCULAIRE

Ref. IBOI415



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040082783	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	1.224

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 00:00:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.