

## BOÎTE POUR TRABÉCULECTOMIE

Ref. IBOI418



07/04/2026 00:02:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BOÎTE POUR TRABÉCULECTOMIE

Ref. IBOI418



### Description

Cette boîte contient :

- \*Ciseaux à Cornée de Vannas, 10 cm, droits, mousses
- Canule de Barraquer, courbe, à olive, à Cyclodialise
- Manche Bistouri n°3 -IS
- Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm -IS
- Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G, Holtex
- \*Pince à Fixer de Barraquer, 1 x 2 griffes obliques
- Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique
- \*Pince à Cornée de Bonn
- Pince à Suture de Paufigue
- Porte-aiguille Barraquer, courbe, 13 cm, mors universels
- \*Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, courbe
- Spatule Jaeger

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040082813	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.743

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 00:02:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.