

CANULE FRAZIER, 18 CM X 3 MM

Ref. IC41103



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040011509	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.039	Unité nue / Poids (kg)	0.039

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 00:41:02 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.