

SONDE RHEIN N°1

Ref. IDSOND01



CE



Description

Sondes Rhein

9 modèles différents sont disponibles, nous consulter

06/04/2026 23:29:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SONDE RHEIN N°1Ref. IDSOND01**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040016009	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	15.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.027	Unité nue / Poids (kg)	0.027
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 06/04/2026 23:29:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.