



SONDE RHEIN N°19

Ref. IDSOND19



Exemples de SONDES RHEIN – Holtex
Réf. IDSOND01, IDSOND19, IDSON23
Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17



07/04/2026 03:38:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SONDE RHEIN N°19

Ref. IDSOND19



Description

Sondes Rhein

9 modèles différents sont disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040016078	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.9
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.9
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	16.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.016	Unité nue / Poids (kg)	0.016

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---