

SONDE RHEIN N°23

Ref. IDSOND23



CE



Description

Sondes Rhein

9 modèles différents sont disponibles, nous consulter

06/04/2026 23:22:26 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SONDE RHEIN N°23Ref. IDSOND23**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040016085	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.023	Unité nue / Poids (kg)	0.023

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 23:22:26 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.