

ECARTEUR ISRAËL, 25 CM

Ref. IE10100



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

07/04/2026 00:04:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ECARTEUR ISRAËL, 25 CM

Ref. IE10100



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040016481	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	4.9
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	0.152	Unité nue / Poids (kg)	0.152

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 00:04:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.