

ECARTEUR GOSSET, ADULTE, 3 VALVES

Ref. IE19910



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040016948	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	19
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	8.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	25.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.536	Unité nue / Poids (kg)	0.536

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

07/04/2026 01:08:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.