

ECARTEUR LABORDE, 3 BRANCHES, POUR ORL

Ref. IE24230



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040017006	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.062	Unité nue / Poids (kg)	0.062

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 03:28:08 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.