

ECARTEUR RICARD, 3 VALVES DE 80 MM

Ref. IE26380



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040017082	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	11
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	24.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.534	Unité nue / Poids (kg)	0.534
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 07/04/2026 03:40:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.