

ECARTEUR TUFFIER, 50 X 40 MM

Ref. IE29540



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040017167	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	12.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	23.8
Unité emballée / Poids (kg)	0.465	Unité nue / Poids (kg)	0.462

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

07/04/2026 03:32:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.