

# ECARTEUR YASARGIL/LEYLA, AUTOFIXANT AU CRÂNE

Ref. IE32200



CE



06/04/2026 23:06:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# ECARTEUR YASARGIL/LEYLA, AUTOFIXANT AU CRÂNE

Ref. IE32200



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040017303	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.45
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 06/04/2026 23:06:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.