

ELEVATEUR ADSON, 17 CM

Ref. IE32217



Caractéristiques

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 3661040017310 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |
| MESURES | | | |
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité nue / Largeur (cm) | 1.7 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | nc | Unité nue / Hauteur (cm) | 0.7 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité nue / Longueur (cm) | 16.8 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.039 | Unité nue / Poids (kg) | 0.039 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES | | | |
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Unité emballée / Quantité | 1 | | |

📅 06/04/2026 23:53:35 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.