

ETRIER CRANIEN DE GARDNER-WELLS 250 MM

Ref. IE37300



CE



06/04/2026 23:26:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ETRIER CRANIEN DE GARDNER-WELLS 250 MM

Ref. IE37300



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040084954	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	13
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	31.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.37	Unité nue / Poids (kg)	0.35

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 23:26:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.