

FIL ACIER, POUR SERRE-NOEUDS, PAR 12

Ref. IF25110



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040018690	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.004
Unité nue / Poids (kg)	0.004		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 07/04/2026 01:38:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.