

**GOUGE TRANCHANTE, POUR PÉDICURIE, 3  
MM X 14 CM**

Ref. IG18030



07/04/2026 01:51:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# GOUGE TRCHANTE, POUR PÉDICURIE, 3 MM X 14 CM

Ref. IG18030



## Description

Gouges tranchantes

8 tailles disponibles, nous consulter

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019116	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.9
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité nue / Longueur (cm)	14.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.019	Unité nue / Poids (kg)	0.019

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 01:51:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.