


MANDRIN AVEC POIGNÉE EN T ET CLÉ

Ref. IM31000



07/04/2026 02:35:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MANDRIN AVEC POIGNÉE EN T ET CLÉ

Ref. IM31000



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040020822	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	1	Unité nue / Largeur (cm)	1
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.2
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité nue / Longueur (cm)	13.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.417	Unité nue / Poids (kg)	0.417

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---