

PINCE CHAPUT, 13 CM

Ref. IP11613



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

07/04/2026 01:37:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PINCE CHAPUT, 13 CM

Ref. IP11613



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040022659	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	0.028	Unité nue / Poids (kg)	0.028

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 01:37:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.