

PINCE KELLY, S/G, DROITE, 16 CM

Ref. IP16416



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

07/04/2026 02:40:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PINCE KELLY, S/G, DROITE, 16 CM

Ref. [IP16416](#)



Utilisé lors d'une intervention chirurgicale (arrêter une hémorragie, saisir des compresses, etc)

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 3661040023038 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité nue / Longueur (cm) | 16 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.045 | Unité nue / Poids (kg) | 0.045 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|

📅 07/04/2026 02:40:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.