

PINCE EN TRIANGLE, 16 CM

Ref. IP20416



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Ir
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

06/04/2026 23:31:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PINCE EN TRIANGLE, 16 CM

Ref. IP20416



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040023502	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	15.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	4.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	16
Unité emballée / Poids (kg)	0.034	Unité nue / Poids (kg)	0.034

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 23:31:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.