

## PORTE-AIGUILLE DOYEN, 13 CM

Ref. IP30413



CE



07/04/2026 03:19:02 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**PORTE-AIGUILLE DOYEN, 13 CM**Ref. IP30413**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040024813	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

**MESURES**


Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	0.038	Unité nue / Poids (kg)	0.038

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 03:19:02 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.