

PORTE-AIGUILLE DOYEN, 14 CM

Ref. IP30414



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

07/04/2026 00:09:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PORTE-AIGUILLE DOYEN, 14 CM

Ref. IP30414



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040024820	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.036	Unité nue / Poids (kg)	0.036

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 00:09:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.