

PORTE-AIGUILLE OLSEN HÉGAR, 14 CM

Ref. IP32414



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

06/04/2026 22:54:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PORTE-AIGUILLE OLSEN HÉGAR, 14 CM

Ref. IP32414



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040024936	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.034	Unité nue / Poids (kg)	0.034

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 22:54:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.