

PINCE COUPANTE LISTON, SIMPLE ARTICULATION, DROITE, 14 CM



Ref. IP45614

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040025834	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	7.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	13.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.12	Unité nue / Poids (kg)	0.11

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 23:58:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.