

# PINCE COUPANTE LISTON, 4 ARTICULATIONS, DROITE, 22 CM

Ref. IP45822



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040026008	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	14.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20
Unité emballée / Poids (kg)	0.346	Unité nue / Poids (kg)	0.346

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 00:31:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.