

PINCE COUPANTE LISTON, 4 ARTICULATIONS, COURBE, 17 CM



Ref. IP45919

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040086729	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.18
Unité nue / Poids (kg)	0.18		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

 07/04/2026 00:39:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.