

**PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE
HAUT 130°, TIGE 180 MM X 2 MM**Ref. IP46846**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040026466	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	27	Unité emballée / Poids (kg)	0.208
Unité nue / Poids (kg)	0.208		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 03:55:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.