

# PINCE GOUGE LUER, SIMPLE ARTICULATION, DROITE, 17 CM, MORS 8 MM



Ref. IP48017

## Caractéristiques

|   |               |                           |          |
|---|---------------|---------------------------|----------|
| Marquage CE                               | CE            | Dispositif Médical        | Classe I |
| Code barre                                | 3661040026992 | Code douanier             | 90189084 |
| Garantie (mois)                           | 24            | Pays                      | Pakistan |
| <b>MESURES</b>                            |               |                           |          |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc            | Unité nue / Largeur (cm)  | 8        |
| Unité emballée / Hauteur (cm)             | nc            | Unité nue / Hauteur (cm)  | 1.4      |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | nc            | Unité nue / Longueur (cm) | 17       |
| Unité emballée / Poids (kg)               | 0.147         | Unité nue / Poids (kg)    | 0.147    |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |               |                           |          |
| Température mini                          | NA            | Température maxi          | NA       |
| Humidité mini                             | NA            | Humidité maxi             | NA       |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |               |                           |          |
| Unité emballée / Quantité                 | 1             |                           |          |

📅 06/04/2026 22:23:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.