

PINCE GOUGE RUSKIN, DOUBLE ARTICULATION, MORS 5 MM, COURBE 18 CM



Ref. IP48118

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040027050	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	12.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20
Unité emballée / Poids (kg)	0.169	Unité nue / Poids (kg)	0.169

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

06/04/2026 22:36:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.