

PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 90°, 20 CM

Ref. IP49020



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040027289	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.07	Unité nue / Poids (kg)	0.07
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

07/04/2026 02:02:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.