

**PORTE-AIGUILLE CRILE-WOOD, 15 CM,
TUNGSTÈNE**

Ref. IP50115



CE



06/04/2026 22:55:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**PORTE-AIGUILLE CRILE-WOOD, 15 CM,
TUNGSTÈNE****Ref. IP50115****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040027517	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	7.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	16
Unité emballée / Poids (kg)	0.034	Unité nue / Poids (kg)	0.034
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 06/04/2026 22:55:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.