

PINCE À FIXER GRAEFE, 11 CM, SANS RESSORT

Ref. [IP52511](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040027852	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.8
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	11.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.016	Unité nue / Poids (kg)	0.016

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 00:58:56 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.