

PINCE COUPE-BROCHE, 4 ART, 22 CM, TUNGSTÈNE, FRONTALE DIAM MAX 2.5 MM



Ref. IP80422

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040028729	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	11.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.9
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	22.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.52	Unité nue / Poids (kg)	0.52

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 01:49:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.