

**RUGINE DOYEN, ADULTE, À GAUCHE, 17
CM**

Ref. IR06500



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029092	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	3	Unité nue / Largeur (cm)	3.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	2	Unité nue / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité nue / Longueur (cm)	17.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.069	Unité nue / Poids (kg)	0.069

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 01:44:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.