

**RELEVEUR DE PAUPIÈRES DESMARRES, 10  
MM****Ref. IR10010****Caractéristiques**

|                 |               |                    |           |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe Ir |
| Code barre      | 3661040029412 | Code douanier      | 90189084  |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | Pakistan  |

**MESURES**

|                                |       |                               |       |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc    | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc    | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.026 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.026 |                               |       |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|

📅 07/04/2026 00:46:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.