

RÈGLE, INOX, 30 CM

Ref. IR10030



07/04/2026 00:05:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

RÈGLE, INOX, 30 CM

Ref. IR10030



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040029481	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	3	Unité nue / Largeur (cm)	3.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.1
Unité emballée / Longueur (cm)	33	Unité nue / Longueur (cm)	33.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.017	Unité nue / Poids (kg)	0.017
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 07/04/2026 00:05:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.