

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 9/10

Ref. IS01409



07/04/2026 02:06:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 9/10

Ref. IS01409



Description

Bougié Hégar double, inox

15 Tailles disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029580	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.9
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	21
Unité emballée / Poids (kg)	0.048		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 07/04/2026 02:06:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.